

Pravilna namestititev zaščitne maske

Pravilna namestititev maske za enkratno uporabo:

1



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo.

2



Masko obrnemo tako, da je vgrajena kovinska žička na vrhu. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter.

3



Zanke zatakujemo za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pa pritismo ob nos, da se maska tesno prileže k obrazu.

4



Masko držimo na nosu, njen spodnji del potegnemo čez brado.

5



Maska je pravilno nameščena.



Maska je namenjena **ENKRATNI** uporabi. Zamenjati jo je potrebno po **DVEH URAH** oziroma **POGOSTEJE**, če je vlažna. Pravilno nameščena maska mora pokrivati **USTA, NOS in BRADO**.

Pravilna odstranitev maske za enkratno uporabo:

1



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo.

2



Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.

3



Masko vstavimo v plastično vrečko, ki jo z vozlom ali elastiko dobro zapremo in jo na varnem mestu hranimo 72 ur.

4



Vrečko z masko po pretečenih 72 urah odvržemo v koš z mešanimi odpadki.

5



Ponovno si umijemo oziroma razkužimo roke.

6



Masko smo varno odstranili z obraza.